



# 中华人民共和国国家标准

GB/T 12154—2008  
代替 GB/T 12154—1989

## 锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定

Analysis of water used in boiler and cooling system—  
Determination of total aluminium

(ISO 10566:1994, Water quality—Determination of aluminium—  
Spectrometric method using pyrocatechol violet, NEQ)

2008-04-01 发布

2008-09-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 发布  
中国国家标准化管理委员会

## 前 言

本标准对应于 ISO 10566:1994《水质 铝的测定 邻苯二酚紫分光光度法》(英文版),与 ISO 10566:1994 的一致性程度为非等效。

本标准代替 GB/T 12154—1989《锅炉用水和冷却水分析方法 全铝的测定》。

本标准与 GB/T 12154—1989 的主要差异为:

——GB/T 12154—1989 中可溶性铝与试铁灵(7-碘-8-羟基喹啉-5-磺酸)反应,生成稳定的黄色络合物,在波长 370 nm 处测其吸光度;本标准中铝与邻苯二酚紫( $C_{19}H_{14}O_7S$ )在 pH 值为  $5.9 \pm 0.1$  时反应生成蓝色络合物,在波长 580 nm 处测其吸光度。

本标准由中国石油和化学工业协会提出。

本标准由全国化学标准化技术委员会水处理剂分会(SAC/TC 63/SC 5)归口。

本标准负责起草单位:天津化工研究设计院。

本标准主要起草人:李琳、白莹、邵宏谦、朱传俊。

本标准所代替标准的版本发布情况为:

——GB/T 12154—1989。

## 锅炉用水和冷却水分析方法

### 全铝的测定

#### 1 范围

本标准规定了锅炉用水和冷却水中全铝的测定。

本标准适用于锅炉用水和冷却水中全铝含量为  $2 \mu\text{g/L} \sim 500 \mu\text{g/L}$  的测定。也适用于饮用水、地下水和轻度污染的地表水和海水中铝离子的测定。

#### 2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本标准,然而,鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本标准。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法(GB/T 6682—1992, neq ISO 3696:1987)

#### 3 原理

在 pH 为  $5.9 \pm 0.1$  时,铝与邻苯二酚紫反应得到蓝色络合物。在波长 580 nm 处测量其吸光度。

#### 4 试剂和材料

本标准所用试剂,除非另有规定,仅使用分析纯试剂。

安全提示:本标准所使用的强酸具有腐蚀性,使用时应注意。溅到身上时,用大量水冲洗,避免吸入或接触皮肤。

4.1 水,GB/T 6682,三级。

4.2 硝酸。

4.3 硝酸溶液:1+1。

4.4 酸化水:加 4.0 mL 硝酸到 1 000 mL 水中。

4.5 混合试剂:取 1.0 mL 硝酸放入一个 200 mL 塑料烧杯中,加入约 70 mL 水。在上述溶液中,加入 25.0 g 七水硫酸镁( $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ ),5.0 g 抗坏血酸,0.25 g 1,10-菲啰啉(一水合物)( $\text{C}_{12}\text{H}_8\text{N}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$ )和 5.0 mL 铝标准溶液。然后转移到 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

溶液的有效期为一个月。

4.6 邻苯二酚紫溶液:0.5 g/L。

称取 0.050 g 邻苯二酚紫( $\text{C}_{19}\text{H}_{14}\text{O}_7\text{S}$ )溶解于约 20 mL 水中,再转移到 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

溶液的有效期为一个月。

4.7 六次甲基四胺缓冲溶液:溶解 210 g 六次甲基四胺( $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{N}_4$ )于约 200 mL 水中。然后转移到 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

溶液的有效期为两个月。

4.8 碳酸氢钠溶液:170 g/L。

称 85 g 碳酸氢钠( $\text{NaHCO}_3$ )溶解于约 400 mL 水中,然后转移到 500 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

4.9 铝标准贮备溶液:1 000 mg/L。

称取 100 mg±0.5 mg 高纯铝,加入少量水和 1 mL 硝酸溶液,溶解后转移至 100 mL 容量瓶中,用水稀释至刻度。

4.10 铝标准溶液:10 mg/L。

移取 1.00 mL 铝贮备溶液于 100 mL 容量瓶中,然后用酸化水稀释至刻度。

5 仪器、设备

一般实验室用仪器和下列仪器。

5.1 分光光度计:可在波长 580 nm 处操作,配备 10 mm 和 50 mm 光程的吸收池。

在适当的校准范围内,也可以使用其他光程长度的吸收池。

5.2 塑料烧杯:100 mL、200 mL 和 500 mL。

5.3 单标线塑料容量瓶:100 mL、200 mL 和 500 mL。

5.4 pH 计。

5.5 微量移液管。

注:将实验室塑料器皿和比色皿在酸化水中进行漂洗并贮存整夜。不要使用洗涤剂或铬酸。

6 分析步骤

依据比色皿光程长度和分光光度计的灵敏度,分析步骤包括两个范围:

样品中含铝量低于 100  $\mu\text{g/L}$  时,用 50 mm 吸收池(低范围);

样品中含铝量为 100  $\mu\text{g/L}$ ~500  $\mu\text{g/L}$  时,用 10 mm 吸收池(高范围)。

6.1 试样的制备

在试样中加少量的硝酸或碳酸氢钠溶液以调节试样的 pH 值为 1.2~1.5(例如每 100 mL 试样中大约加入 0.30 mL 硝酸)。若试样含悬浮物,应在取样前用中速滤纸过滤。试样收集在聚乙烯瓶中。

6.2 标准参比溶液的制备

6.2.1 高范围标准参比溶液的准备(10 mm 吸收池 500  $\mu\text{g/L}$  铝)

分别移取 0 mL(空白),1.00 mL,2.00 mL,3.00 mL,4.00 mL 和 5.00 mL 铝标准溶液,置于 100 mL 容量瓶中,用酸化水稀释至刻度。该系列溶液中分别含有 0  $\mu\text{g/L}$ (空白),100  $\mu\text{g/L}$ ,200  $\mu\text{g/L}$ ,300  $\mu\text{g/L}$ ,400  $\mu\text{g/L}$  和 500  $\mu\text{g/L}$  铝。

6.2.2 低范围标准参比溶液的准备(50 mm 吸收池 50  $\mu\text{g/L}$  铝)

分别移取 0 mL(空白),100  $\mu\text{L}$ ,200  $\mu\text{L}$ ,300  $\mu\text{L}$ ,400  $\mu\text{L}$  和 500  $\mu\text{L}$  铝标准溶液,置于 100 mL 容量瓶中,用酸化水稀释至刻度。该系列溶液中分别含有 0  $\mu\text{g/L}$ (空白),10  $\mu\text{g/L}$ ,20  $\mu\text{g/L}$ ,30  $\mu\text{g/L}$ ,40  $\mu\text{g/L}$  和 50  $\mu\text{g/L}$  铝。

6.3 显色

分别移取 25.00 mL 标准参比溶液(6.2)置于 100 mL 塑料烧杯中。

在各个烧杯中,按下列顺序加入,每次加入后均摇匀:

——1.0 mL 混合试剂;

——1.0 mL 邻苯二酚紫溶液;

——5.0 mL 六次甲基四胺缓冲溶液。

然后在放置 15 min 后 60 min 内用分光光度计在波长 580 nm 处测定各个溶液的吸光值,并以酸化水为参比。

6.4 校准曲线的绘制

以铝的质量浓度  $\rho_{\text{Al}}$  为横坐标,对应的标准溶液的吸光值  $A$ , 为纵坐标,绘制校准曲线。

## 6.5 测定

移取 25.00 mL 试样(6.1),置于 100 mL 烧杯中。如果需要,可用酸化水稀释样品。然后按 6.3 进行试验,读取吸光值  $A_s$ 。

## 7 结果计算

样品中铝的含量以质量浓度  $\rho_{Al}$  计,数值以微克每升( $\mu\text{g/L}$ )表示,按式(1)计算:

$$\rho_{Al} = f(A_s - A_{s0}) \quad \dots\dots\dots(1)$$

式中:

$A_s$ ——水样的吸光值;

$A_{s0}$ ——空白的吸光值;

$f$ ——校正曲线的斜率。

$\rho_{Al}$ 的误差在校正曲线范围的 $\pm 5\%$ 。也就是说,50  $\mu\text{g/L}$  以下范围为 2  $\mu\text{g/L}$ ;50  $\mu\text{g/L}$  到 200  $\mu\text{g/L}$  之间的范围为 5  $\mu\text{g/L}$ ;和 500  $\mu\text{g/L}$  到 200  $\mu\text{g/L}$  之间的范围为 10  $\mu\text{g/L}$ 。

**Macy** 美析仪器  
MACY INSTRUMENT  
专业光度计系列生产厂家  
HTTP://www.macylab.com TEL:400-616-4686

中 华 人 民 共 和 国  
国 家 标 准  
锅炉用水和冷却水分析方法  
全铝的测定

GB/T 12154—2008

\*

中国标准出版社出版发行  
北京复兴门外三里河北街16号  
邮政编码:100045

网址 [www.spc.net.cn](http://www.spc.net.cn)

电话:68523946 68517548

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷

各地新华书店经销

\*

开本 880×1230 1/16 印张 0.5 字数 6 千字

2008年6月第一版 2008年6月第一次印刷

\*

书号: 155066·1-31650

如有印装差错 由本社发行中心调换

版权专有 侵权必究

举报电话:(010)68533533



GB/T 12154—2008